

ukb universitäts klinikum bonn Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-	Kurzanleitung	Version: 6 gültig ab: 14.08.2025 Revision: 14.08.2026
	ZL07_KA_Info PTH rapid	Archiv Seite 1 von 1

Analyt PTH rapid intaktes Parathormon (nur für intraoperative Zwecke)

1. Bitte die Durchführung des PTH rapid im Zentrallabor anmelden (telefonisch 12130, 12110 oder per mail Anke.Carstensen@ukbonn.de oder Martin.Acker@ukbonn.de). Wir benötigen folgende Angaben: Patientendaten, OP Termin, Telefonnummer des OP Saals zur schnellen Befundübermittlung.
2. Abnahme unmittelbar vor OP, eine Monovette Lithium Heparin- Plasma orange, Laborauftrag für PTH anlegen. Proben transport möglichst per Rohrpost an das Zentrallabor. Falls nicht möglich, Transport der Probe anfordern. (elektronisch, Notfallprobe, bekanntes Procedere) Die Probe separat verpacken, keine anderen Proben mit in den Transportbeutel geben, Beschriftung des Transportbeutels „PTH rapid“.
3. intra OP Proben, Abnahme Monovette Lithium Heparin- Plasma orange, Laborauftrag für PTH anlegen. Proben transport als EIL-Transport (Lauris: Notfallprobe) in das Zentrallabor.

	Erstellt von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Name	Anke Carstensen	Sabrina Söntgen	Ramona Dolscheid
Datum	13.08.2025	13.08.2025	14.08.2025