

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
ABD	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, manuell; IH-1000	ID 5522	014/06.2024	x		
ABD-Identitätstest	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Tüpfelplatte	ID 5527	011/02.2025	x		
ABO-System und Isoagglutinine	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, manuell; IH-1000	ID 5522	014/06.2024	x		
ABO-Type, RH-Type, RHD,D-weak, D-Partial, RHCE, RH Dweak/Dparital, RHD-Zygotität/Spezielle erythrozytäre Blutgruppen-Antigene (KKD, MNS)	Transfusionsmedizin	Molekularbiologische Untersuchungen	B	EDTA-Blut, genomische DNA	mutationsspezifische PCR (SSP-PCR), Real-time PCR	Thermocycler, Biorad CFX Opus 96 Dx	ID 5429, ID 5430, ID 5438	008/11.2025, 001/11.2024, 008/02.2025	x		10.04.2025
ADAMTS13-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (Fluoreszenzspektrometrie)	B	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Ceveron s100	ID 5280	008/08.2026	x		12.10.2023
ADAMTS13-Antikörper	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma, EDTA-Plasma, Serum	Enzymimmunoassay (ELISA)	Biotek Elx808	ID 5250	012/09.2025	x		
ADAMTS13-Inhibitor (Bethesda Assay)	Klinische Chemie	Spektrometrie (Fluoreszenzspektrometrie)	B	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Ceveron s100	ID 19529	001/07.2026		x	12.10.2023
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5230	013/10.2026	x		25.07.2024
Alpha-2-Anti-Plasmin-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5223	015/06.2026	x		25.07.2024
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Serum	Enzymimmunoassay (EIA)	Vidas Kube	ID 5231	013/06.2026	x		19.06.2026
Anti-Beta-2-Glykoprotein-I-Antikörper (IgG/IgM)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma, Serum	Enzymimmunoassay (ELISA)	SQII / Gemini (AESKU)	ID 5234	014/07.2026	x		
Anti-Cardiolipin-Antikörper (IgG/IgM)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma, Serum	Enzymimmunoassay (ELISA)	SQII / Gemini (AESKU)	ID 5234	014/07.2026	x		31.07.2026
Anti-Faktor-Xa-Aktivität (Fondaparinux)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026		x	25.07.2024
Anti-Faktor-Xa-Aktivität (NM Heparin)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026	x		25.07.2024
Anti-Heparin-PF4-Antikörper	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Serum, Citratplasma	Enzymimmunoassay (ELISA)	Biotek Elx808	ID 5248, ID 5277	011/01.2026, 005/03.2026	x		

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Antikörperdifferenzierung	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	Serum, Plasma, EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator	ID 5525	011/12.2025	x		
Antikörper-Suchtest	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator, manuell; IH-1000	ID 5526	013/05.2026	x		
Antikörpertiter	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	Serum, Plasma, EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator	ID 5529	012/01.2026	x		
Anti-Serin-Prothrombin-Antikörper (IgG/IgM)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma, Serum	Enzymimmunoassay (ELISA)	SQII / Gemini (AESKU)	ID 5234	014/07.2026	x		
Antithrombin-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5229	013/06.2026	x		25.07.2024
Antithrombin-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5241	013/09.2026	x		25.07.2024
APC-Resistenz	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5244	012/06.2026	x		25.07.2024
A-Untergruppe	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator, manuell; IH-1000	ID 5520	021/01.2026	x		
C1-Esterase-Inhibitor-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5226	015/03.2026	x		25.07.2024
Collagen-binding-assay	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5256	005/02.2026	x		
Crossmatch (serologische Verträglichkeitsprobe im HLA-System)	Transfusionsmedizin	Lysisreaktionen	C	Empfänger: Serum, Spender: Vollblut (Liquemin) oder Li-Heparin	Lymphozytotoxizitätstest	Mikroskop, Lionheart LX	ID 5355	014/10.2025		x	
D-Dimer-Antigen	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay (EIA)	Vidas Kube	ID 5231	013/06.2026	x		19.06.2026
D-Dimer-Konzentration	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5259	013/06.2026	x		25.07.2024
Differential-Blutbild	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000	ID 5222	015/09.2026	x		
Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren (Apixaban)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026		x	25.07.2024
Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren (Edoxaban)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026		x	25.07.2024

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren (Rivaroxaban)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026		x	25.07.2024
Direkter Antihumanglobulintest (qualitativ und semi-quantitativ)	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator	ID 5523	011/10.2024	x		
dRVV-Screen/confirm	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5236	013/03.2026	x		25.07.2024
Emicizumab	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5265	009/06.2026		x	25.07.2024
Endogenes Thrombinbildungspotential	Klinische Chemie	Spektrometrie (Fluoreszenzspektrometrie)	B	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Ceveron s100	ID 5257	011/06.2026	x		24.01.2022
Erweiterte Diagnostik für freie und gebundene Auto-/Alloantikörper	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut	Hämagglutinationstest: erweiterte Diagnostik unter Einsatz von Absorptions- und/oder Elutionsmethoden, sowie nach definierter Vorbehandlung von Zellen, Plasma oder Serum	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator	ID 5519, ID 5524, ID 5530, ID 5531, ID 5532, ID 5533, ID 5534, ID 5535, ID 5539, ID 5540, ID 5541, ID 5542, ID 30702	010/10.2024, 008/10.2024, 011/02.2025, 012/01.2026, 014/02.2026, 010/06.2026, 010/01.2026, 012/02.2026, 006/02.2025, 005/11.2025, 002/01.2024, 003/11.2025	x	x	
Erythrozytäre Antigene	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator	ID 5520	021/01.2026	x		
Erythrozyten (RBC)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000, Sysmex XQ-520	ID 5222	015/09.2026	x		
Expression von Glykosyl-Phosphatidylinositol (GPI) und GPI-verankerten Molekülen auf Erythrozyten (CD59/CD55) sowie Granulozyten und Monozyten (FLAER/CD157)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Navios EX	ID 5243	014/05.2026		x	
F8-Gen (Intron 1 Inversion, Intron 22 Inversion)	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	Fragmentanalyse	Gelelektrophoresegerät / Gel Doc XR+	ID 5434, ID 5435,	014/09.2025, 012/06.2026		x	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Faktor-II-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5225	017/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-IX Chromogen	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5264	010/01.2026	x		25.07.2024
Faktor-IX-Aktivität (Actin FS)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-IX-Aktivität (Pathromtin SL)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-IX-Hemmkörper	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5253	015/06.2026		x	25.07.2024
Faktor-V-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5225	017/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-VII-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5225	017/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-VIII Chromogen	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5255	013/06.2026	x		25.07.2024
Faktor-VIII Clotting "Na"	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Mechanische Detektionsverfahren	MC10plus	ID 5276	013/07.2026		x	24.09.2018
Faktor-VIII-Aktivität (Actin FS)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-VIII-Aktivität (Actin FSL)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026		x	25.07.2024
Faktor-VIII-Hemmkörper	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5252	016/07.2026		x	25.07.2024
Faktor-X-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5225	017/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-XI-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-XII-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5228	015/09.2026	x		25.07.2024
Faktor-XIII-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5240	013/03.2026	x		25.07.2024
Faktor-XIII-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Stago Compact MAX	ID 5271	008/06.2026	x		08.01.2019
Fibrinogenaktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5224	013/03.2026	x		25.07.2024
Fibrinogen-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5241	013/09.2026	x		25.07.2024

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Freies Protein-S-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5245	013/02.2025	x		25.07.2024
Gerinnungsstörungspanel (Gene: ADAMTS13, EPCR, FGA, FGB, FGG, F2, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13A, F13B, GGCX, KLKB1, KNG1, LMAN1, MCFD2, Serpine1, PLG, PROC, PROS1, SERPINC1, THBD, VKORC1, vWF)	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	DNA-Sequenzierung (Sanger); NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	SeqStudio Genetic Analyzer, ABI Prism 3500, Miniseq	ID 5432, ID 5433, ID 5436, ID 5440, ID 5442	014/01.2026, 010/06.2026, 025/01.2026, 009/08.2026, 004/01.2026		x	30.06.2025
Hämatokrit (HCT)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000, Sysmex XQ-520	ID 5222	015/09.2026	x		17.10.2023
Hämoglobin (HGB)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	EDTA-Blut	Photometrie (VIS)	Sysmex XN-1000, Sysmex XQ-520	ID 5222	015/09.2026	x		17.10.2023
Heparininduzierter Antikörper (IgG) bei Heparin induzierter Thrombozytopenie Typ II (HIT II)	Klinische Chemie	Aggregometrie	C	Serum	Thrombozytenaggregations test (Heparininduzierter Plättchen-Aktivierungstest, HIPA)	Visuell	ID 5247	014/09.2026		x	
HLA-Klasse I & II-Typisierung hochauflösend (A-Locus, B-Locus, C-Locus, DRB1*, DQA1*, DQB1*, DRB3*, DRB4*, DRB5*, DPA1*, DPB1*)	Transfusionsmedizin	Molekularbiologische Untersuchungen	B	EDTA-Blut, genomische DNA, Wangenabstrich	Next Generation Sequenzierung	Thermocycler, Miniseq	ID 5359	002/09.2024	x		04.04.2025
HLA-Klasse I & II-Typisierung niedrigauflösend (A-Locus, B-Locus, C-Locus, DRB1*, DQA1*, DQB1*, DPA1*, DPB1*)	Transfusionsmedizin	Molekularbiologische Untersuchungen	B	EDTA-Blut, genomische DNA	Real-time PCR	Thermocycler, Biorad CFX Opus 96 Dx	ID 21926	002/05.2026	x		16.04.2026
HLA-Klasse I- und II-Antikörper	Transfusionsmedizin	Ligandenassays	C	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	Luminex	ID 5351	012/01.2025	x		
HLA-Klasse I-Typisierung (A-Locus)	Transfusionsmedizin	Molekularbiologische Untersuchungen	B	EDTA-Blut, genomische DNA, Wangenabstrich	vDNA-Sequenzierung (SBT)	ABI Prism 3500, Thermocycler, SeqStudio Genetic Analyzer	ID 5349	011/09.2024	x		04.04.2025
HMWK-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5270	008/08.2026		x	25.07.2024
Homocystein	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	EDTA-Plasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5278	007/07.2026		x	25.07.2024

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
HPA (1,2,3,4,5,6,9 und 15)-Typ Blutgruppenantigene	Transfusionsmedizin	Molekularbiologische Untersuchungen	B	EDTA-Blut, genomische DNA	Real-time PCR	Thermocycler, Biorad CFX Opus 96 Dx	ID 5364	001/11.2024	x		18.07.2024
Immunstatus (CD45, CD3/CD19, CD3/CD4, CD3/CD8, CD3/CD56)	Immunologie	Durchflusszytometrie	B	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung Hämatologie	Navios EX	ID 5263	012/06.2026	x		
In-vitro-Blutungszeit (PFA-Test)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citrat-Vollblut	Mechanische Detektionsverfahren	PFA-200	ID 5242	012/10.2025	x		
Kell-System	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, manuell; IH-1000	ID 5522	014/06.2024	x		
Komplementaktivierende HLA-Klasse I- und II-Antikörper	Transfusionsmedizin	Ligandenassays	C	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	Luminex	ID 5360	003/06.2026	x		26.10.2023
Kreuzprobe	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, Inkubator, manuell; IH-1000	ID 5518	013/02.2025	x		
Leukozyten (WBC)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000, Sysmex XQ-520	ID 5222	015/09.2026	x		
Lp(a)	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Serum	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5279	005/06.2026		x	25.07.2024
Lupus-sensitive aPTT	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5230	013/10.2026	x		25.07.2024
Med.-abhängige Antikörper	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut	Hämagglutinationstest	Zentrifuge, Inkubator	ID 5537	009/02.2025	x		
NGS Panel 1 - Störungen der Thrombozytenadhäsion; Gene: GP1BA, GP9, GP1BA, GP1BB, FERMT3	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
NGS Panel 2 - Thrombozyten-Rezeptor Defekt; Gene: P2RY12, P2RY1, P2RX1, GP5, CD36, TBXA2R, ITGA2B, ITGB3, ITGA2, VWF	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
NGS Panel 3 - Störungen der Thrombozytensekretion; Gene: HPS1-HPS9, CHS1, LYST, NBEAL2, GFI1B, GATA1, VPS33B, VIPAS39, FLI1, PLAUI, MLPH, RAB27A, MYO5A	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
NGS Panel 4 - Thrombozytopathien mit Zytoskelettdefekten; Gene: MYH9, WAS, FLNA, ACTN1, TUBB1, ANO6	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
NGS Panel 5 - Andere Thrombozytopathien/penien; Gene: MPL, HOXA11, MASTL, ANKRD26, RUNX1, TBXAS1, ENG, ACVRL1, ABCA1	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
NGS Panel 6 - Störungen der Signaltransduktion; Gene: GNA13, GNAS, PLA2G7, DHCR24, ADRA2A, RASGRP2	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	NGS: Sequence Capture, Sequencing by Synthesis, JSI: SNV/CNV	Miniseq	ID 5440, ID 5442	009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
PAI-Aktivität	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5275	006/06.2026	x		24.01.2022
PAI-Antigen	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5274	006/06.2026	x		24.01.2022
Plasmin-Alpha-2-Antiplasmin-Komplexe (PAP)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5239	012/10.2025		x	24.01.2022
Plasminogen-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5227	013/03.2026	x		25.07.2024
Präkallikrein-Aktivität	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5270	008/08.2026		x	25.07.2024
Protein C-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5246	013/06.2026	x		25.07.2024
Protein-C-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5241	013/09.2026	x		14.02.2025
Prothrombinfragment 1+2 (F1.2)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5238	015/07.2026	x		12.08.2024
Reptilasezeit	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5220	012/03.2026	x		25.07.2024
Retikulierte Thrombozyten (IPF)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000	ID 5222	015/09.2026	x		17.10.2023
Retikulozyten	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000	ID 5222	015/09.2026	x		
Rhesus-D-Faktor	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, manuell; IH-1000	ID 5522	014/06.2024	x		

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Rhesus-Untergruppen	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	EDTA-Blut, Nativblut, Nabelschnurblut	Hämagglutinationstest	Wasserbad, Zentrifuge, manuell; IH-1000	ID 5522	014/06.2024	x		
Thrombelastographie (NATEM)	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citrat-Vollblut	Mechanische Detektionsverfahren	ROTEM Delta	ID 5233	015/06.2026	x		
Thrombin-Antithrombin-Komplexe (TAT)	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 27678	001/06.2026	x		
Thrombin-Inhibitoren (Argatroban)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5249	012/06.2026	x		25.07.2024
Thrombin-Inhibitoren (Dabigatran)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5249	012/06.2026	x		25.07.2024
Thrombinzeit	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5232	012/03.2026	x		25.07.2024
Thrombophilie Polymorphismen (Prothrombin F2-Gen G20210A-Polymorphismus, FV-Leiden F5-Gen, G1691A)	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; Vollblut (EDTA), DNA	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	Biorad CFX Opus 96 Dx	ID 18099	001/01.2026	x		10.04.2025
Thromboplastinzeit	Klinische Chemie	Koagulometrie	C	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	Sysmex CN-6000	ID 5221	013/03.2026	x		25.07.2024
Thrombozytäre Antikörper	Transfusionsmedizin	Ligandenassays	C	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	Luminex	ID 5361	002/12.2025	x		18.07.2024
Thrombozytäre Glykoproteinexpression (CD42b, CD41a, CD62)	Immunologie	Durchflusszytometrie	B	Citrat-Vollblut	Immunphänotypisierung Hämatologie	Navios EX	ID 5266	010/06.2026		x	30.04.2019
Thrombozyten (PLT)	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen)	B	EDTA-Blut, Citratblut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-1000, Sysmex XQ-520	ID 5222	015/09.2026	x		
Thrombozytenaggregation (eingesetzte Agonisten: ADP, ADP-PGE1, TRAP)	Klinische Chemie	Aggregometrie	C	Hirudin-Vollblut	Thrombozytenaggregations test	Multiplate	ID 5251	011/06.2026	x		
Thrombozytenaggregation nach Born (eingesetzte Agonisten: ADP, Adrenalin, Kollagen, Ristocetin, Arachidonsäure)	Klinische Chemie	Aggregometrie	C	Plättchenreiches Plasma (PRP)	Thrombozytenaggregations test	APACT 4S Plus	ID 5254	011/09.2025		x	
Thrombozytensekretion (ATP-Freisetzung)	Klinische Chemie	Spektrometrie (Fluoreszenzspektrometrie)	B	Plättchenreiches Plasma (PRP)	Biolumineszenzmessung	Chrono-Log Model 700	ID 5267	009/01.2026		x	
t-PA-Antigen	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5262	010/02.2026	x		24.01.2022

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
Unfraktioniertes Heparin (aPTT)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Citratplasma	Photometrie (VIS)	Sysmex CN-6000	ID 5235	013/09.2026	x		25.07.2024
VKORC1-Gen Promoter, CYP2C9-Gen (Exone 3 und 7), CYP4F2-Gen (Exon 11)	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchungen	C	Vollblut (EDTA, Citrat), DNA; DNA	DNA-Sequenzierung (Sanger)	SeqStudio Genetic Analyzer, ABI Prism 3500, Miniseq	ID 5432, ID 5433, ID 5436, ID 5440, ID 5442	014/01.2026, 010/06.2026, 025/01.2026, 009/08.2026, 004/01.2026		x	10.04.2025
vWF:FVIII-Bindungsassay	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5269	007/06.2026		x	14.02.2019
vWF:Propeptid	Klinische Chemie	Ligandenassays	B	Citratplasma	Enzymimmunoassay	Biotek Elx808	ID 5272	006/11.2025	x		21.10.2020
vWF-Aktivität	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5258	012/06.2026	x		25.07.2024
vWF-Antigen	Klinische Chemie	Spektrometrie (Immunturbidimetrie)	B	Citratplasma	Immunturbidimetrie	Sysmex CN-6000	ID 5260	013/06.2026	x		25.07.2024
vWF-Multimere	Klinische Chemie	Elektrophorese	C	Citratplasma	SDS-Polyacrylamid-Elektrophorese	Hydrasys 2	ID 5282	003/09.2026		x	25.07.2024
CD34+-Zellzahl	Immunologie	Durchflusszytometrie	B	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Navios EX	ID 5627	011/09.2026	x		
Hämoglobin (Spendereignung)	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV/VIS-Photometrie)	B	Kapillarblut	Photometrie	Hemocue	ID 4924	011/08.2025	x		
Hämolysine	Transfusionsmedizin	Agglutinationsteste	C	Serum	Hämagglutinationstest	manuell	ID 4926	011/04.2026	x		
HBV-DNA (Einzeltestung, Pooltestung)	Virologie	Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)	B	EDTA-Plasma, Serum	Transcription mediated amplification (TMA)	Procleix Panther System	ID 4925	018/04.2026	x		10.04.2025
HCV-RNA (Einzeltestung, Pooltestung)	Virologie	Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)	B	EDTA-Plasma, Serum	Transcription mediated amplification (TMA)	Procleix Panther System	ID 4925	018/04.2026	x		10.04.2025
Hepatitis-B-core-Antikörper	Virologie	Ligandenassays	B	Serum, Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)	Architect i1000SR, Architect i2000SR	ID 4927	017/04.2026	x		
Hepatitis-B-surface-Antigen	Virologie	Ligandenassays	B	Serum, Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)	Architect i1000SR, Architect i2000SR	ID 4927	017/04.2026	x		
Hepatitis-C-Virus-Antikörper	Virologie	Ligandenassays	B	Serum, Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)	Architect i1000SR, Architect i2000SR	ID 4927	017/04.2026	x		

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsgebiet	Untersuchungsart	Kat.	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Gerät	Anweisung	Version	CE	LDT	Aufnahme-/Änderungsdatum
HEV-RNA (Einzeltestung, Pooltestung)	Virologie	Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)	B	EDTA-Plasma, Serum	Transcription mediated amplification (TMA)	Procleix Panther System	ID 4925	018/04.2026	x		10.04.2025
HIV-1/2-RNA (Einzeltestung, Pooltestung)	Virologie	Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)	B	EDTA-Plasma, Serum	Transcription mediated amplification (TMA)	Procleix Panther System	ID 4925	018/04.2026	x		10.04.2025
Human-Immunodeficiency-Virus-Typ-1/2-go-Antikörper+p24Ag	Virologie	Ligandenassays	B	Serum, Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)	Architect i1000SR, Architect i2000SR	ID 4927	017/04.2026	x		
Treponema pallidum Antikörper (TP)	Mikrobiologie	Ligandenassays	B	Serum, Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)	Architect i1000SR, Architect i2000SR	ID 4927	017/04.2026	x		
West Nile Virus (Einzeltestung, Pooltestung)	Virologie	Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)	B	EDTA-Plasma, Serum	Transcription mediated amplification (TMA)	Procleix Panther System	ID 4925	018/04.2026	x		10.04.2025