

Bonn, 23. Januar 2015

Rundschreiben

Umstellung des Messverfahrens für Methotrexat

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ab Mittwoch, den 28.01.2015 wird für die Bestimmung von Methotrexat ein anderer Assay (Methotrexat; Chemilumineszenz- Mikropartikelimmunoassay (CMIA), Fa. Abbott) mit verbesserter Sensitivität eingesetzt.


Für den neuen Assay von Abbott wird Humanplasma, entnommen in **EDTA- Monovetten ohne Trenngel**, benötigt.

Die Proben sollten **lichtgeschützt** aufbewahrt und transportiert werden.

Wie häufig bei der Umstellung von Immunoassays kann es im Einzelfall zu unerwarteten Messergebnissen kommen. Bei unplausiblen Werten oder anderen Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer -12132 gerne zur Verfügung.

Wir bitten Sie, diese Änderungen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen,



Prof. Dr. med. Birgit Stoffel-Wagner
- Ärztliche Leiterin des Zentrallabors -

Zentrallabor